

Con el fin de facilitar el proceso de garantía, y recibir increíbles descuentos, por favor registre su producto aquí, y olvide de guardar el ticket: hidrodent.com/registro


¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir el complemento perfecto del cepillado, y de comenzar el camino hacia una sonrisa mas sana.

En HidroDent®, lo más importante es su salud bucal. Queremos que nuestros clientes estén 100% satisfechos con el producto y resultados obtenidos. Ante cualquier problema, POR FAVOR CONTACTENOS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO, al info@hidrodent.com o contáctenos a través de nuestra web www.hidrodent.com

Guía de inicio rápida

1 Cargue la unidad durante 4hs, conectándolo al cargador.



2 Introduzca el pico de su elección hasta oír el click. Para expulsarlo, pulse el botón



3 Abra la tapa del depósito y llénelo con agua templada. Puede añadir enjuague bucal si lo desea.




4 Apriete el botón de "modo" y ajuste a la presión deseada. Empiece con presión suave para adaptarse, y vaya incrementando según desee.




5 Introduzca el pico en su boca, cierre los labios y entonces presione el botón de ON. Para así evitar salpicar alrededor. Intente mantener al HidroDent en una posición de 90° para asegurar un flujo continuo.



6 Comience apuntando a la encía, y recorra toda la línea pasando por cada diente, pausando brevemente entre cada diente.



7 Una vez finalizada la irrigación, vacíe por completo el depósito, y déjelo abierto para evitar humedad y condensación en su interior.



8 Para enjuagar y limpiar el tanque y mantener el equipo en perfectas condiciones, seque el HidroDent por fuera, y manteniéndolo firme con una mano, gire el depósito en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo suavemente.



PARA EVITAR ENSUCIAR, MANTENGALO DENTRO DE SU BOCA CON LOS LABIOS ENTRECERRADOS MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO.

ES POSIBLE QUE EN LOS PRIMEROS USOS, PRODUZCA SANGRADO EN LAS ENCÍAS, PERO AL CABO DE POCOS USOS DESAPARECERÁ. SI PERSISTE DURANTE MAS DE UNA SEMANA, CONSULTE A SU DENTISTA.

HydroDent

Hydro flosser system
Model HD-3000 series

In order to facilitate the warranty process, and receive incredible benefits, please register your product here and forget about the receipt: hidrodent.com/registro


CONGRATULATIONS!

You have just acquired the perfect complement to brushing, and you have started the path towards a healthier smile.


At HydroDent®, your dental health is the most important. We want our clients to be 100% satisfied with the product and the results obtained. If you have any issue, PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT to, info@hidrodent.com or contact us through our website: www.hidrodent.com

Quick Start Guide


- 1** Charge the unit for 4hs, connecting it to the charger.



- 2** Insert the tip of your choice until it clicks. To eject it, press the button. Do not use without a tip, and do not eject the tip while running



- 3** Open the lid of the tank and fill it with warm water. You can add mouthwash if you want.




- 4** Press the "mode" button and adjust to the desired pressure. Start with soft pressure until you get used to it, and then increase as desired.



- 5** Insert the tip into your mouth, close your lips to avoid splashing, and then press the ON button. Try to keep the HydroDent in a 90° position to ensure continuous flow.



- 6** Start by aiming at the gum, and run the entire line through each tooth, pausing briefly between each tooth.



- 7** Once irrigation is complete, empty the tank completely, and leave it open to avoid humidity and condensation inside.



- 8** To rinse and clean the tank and keep the equipment in perfect condition, dry the HydroDent on the outside, and holding it steady with one hand, turn the tank counterclockwise and remove it gently.



TO AVOID SPLASHING, KEEP IT INSIDE YOUR MOUTH WITH ENCLOSED LIPS WHILE THE UNIT IS ON.

IT MAY BLEED IN THE GUMS DURING THE FIRST USES, DON'T PANIC, IT WILL DISAPPEAR AFTER FEW USES. IF BLEEDING PERSISTS FOR MORE THAN A WEEK, CONSULT YOUR DENTIST.